

# ACCESSOIRES POUR HOTTES K-SYSTEMS

## BLOCS CHAUFFANTS

LES BLOCS CHAUFFANTS PERMETTENT DE MAINTENIR ET DE PRÉSERVER LA TEMPÉRATURE DES MILIEUX DE CULTURE AU COURS DES PROCÉDURES D'AMP. ILS PEUVENT ÊTRE UTILISÉS SOUS HOTTE ET SOUS CLOCHE K-SYSTEMS DANS UN INCUBATEUR, SUR DES PLATINES CHAUFFANTES...

### POUR TUBES



B-01

B-03

B-04

B-06

B-08

#### B-01

Bloc rond pour 7 tubes de 17 mm  $\varnothing$   
Falcon 352 001

#### B-03

Bloc rond pour 12 tubes de 12 mm  $\varnothing$   
Falcon 352 003

#### B-04

Bloc rond pour 4 tubes de 25 ml  
23,5 mm  $\varnothing$

#### B-06

Bloc rectangulaire  
pour incubateur transportable  
pour 12 tubes de 12 mm  $\varnothing$   
Falcon 2 003/NUNC 343 923


#### B-08

Bloc rectangulaire  
pour incubateur transportable  
pour 10 tubes de 17 mm  $\varnothing$   
Falcon 352 001

#### B-09

Bloc pour swim-up, angle 45°, pour  
2 tubes à centrifuger de 17 mm  $\varnothing$

### POUR BOÎTES DE CULTURE



B23

B28

B29

#### B16F

pour 2 boîtes Falcon 353 001

#### B16N

pour 2 boîtes NUNC 15 066

#### B23

pour 1 boîte ICSI Falcon 351 006

#### B24

pour 1 boîte à 1 puits central  
Falcon 353 653

#### B25

pour 1 boîte 60 mm  $\varnothing$   
Falcon 353 002 et NUNC 150 288

#### B26

pour 1 boîte 4 puits Falcon 353 654

#### B28

pour 1 boîte 4 puits NUNC 176 740

#### B29

pour 1 boîte 5 puits MiniTübe  
19 021/0005

### POUR SERINGUES



B30

#### B30

pour 5 seringues 20 ml  
22,5 mm  $\varnothing$

#### B35

pour 5 seringues 10 ml  
18 mm  $\varnothing$

### POUR FLACONS DE MILIEUX



B40

#### B40

pour 1 flacon de 125 ml

#### B41

pour 2 flacons de 60 ml

#### B43

pour 4 flacons de 10 ml